

DESINFECTION du MATERIEL

D'après la revue la Santé de l'Abeille nov/dec 2014

En métal, bois ou plastique, il faut gratter puis traiter à :

L'EAU DE JAVEL

Les apiculteurs ont l'habitude de désinfecter le matériel en le trempant dans de l'eau de Javel diluée (1 volume de Javel + 4 volumes d'eau) et les hôpitaux à 1/10. Curieux non ? mais en fait tout dépend de la salissure.

Présentation :

- en berlingot de 250ml à 9,6% de chlore actif, à mettre dans une bouteille d'eau de Javel vide et compléter avec 750ml d'eau pour obtenir 1l d'eau de Javel à 2,6%
- en bouteille de 1 ou 2l à 2,6% de chlore actif

Attention, l'eau de Javel se décompose rapidement à l'air libre, ne pas la réutiliser.

Conservation :

A l'abri de la chaleur et de la lumière

- berlingots 3 mois après sa fabrication
- bouteilles 1 à 3 ans (voir date limite sur l'emballage)

Utilisation :

laver à la lessive « Saint Marc » puis

- désinfection d'entretien : 1 volume d'eau de Javel + 4 volumes d'eau (1/5) et 20 à 30 mn de trempage à température ambiante.
- désinfection maladies réputées contagieuses (loque, nosérose...) : 1 volume d'eau de Javel pour 1 volume d'eau (1/2) et 20 à 30 mn de trempage

Bien rincer à l'eau claire après les opérations de désinfection

LA FLAMME

Insister suffisamment jusqu'à ce que la couleur du bois change mais stopper avant qu'il ne brûle !